

Uzstādīšanas rokasgrāmata

MANUELD'INSALATALATIONI
NSALALATIEHANDLEIDING
INSTALATIONSANLEITUNG
MANUALEDINSALAZIONE
MANUALDEINSALACIÓNINSR
UKCJAINSALACJ
P ■ ÍRUČKUPROINSALACI

Teksts p r tulkots autom tiski 21.08.2023, lietojot Eiropas Komisijas r ku eTranslate.
Par autentisku uzskat t tikai ori in lo dokumentu, kas pievienots p c tulkojuma.

Club



**Saturš**

Content	1
Preface	2
1 This product	3
2 Scope of delivery	4
3 Assembly.....	5
3.1 Tools	5
3.2 Assembling the bed	6
3.3 Strain relief and power cable	10
3.4 Cable placement	11
3.5 Transport.....	11
3.6 Lifting pole (optional).....	15
3.7 Emergency lowering of the headrest	15

Priekšvārds

Lai atbalstītu šīs māsu gultas uzstādīšanu un remontu, mēs piedāvājam jums šo uzstādīšanas rokasgrāmatu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet to. Ja jums joprojām ir jautājumi pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas, sazinieties ar Vermeiren.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija attiecas uz šādu(-ām) gultu(-ām):

- Klubs

Svarīga piezīme

Produkta attēli tiek izmantoti, lai precizētu instrukcijas. Sīkāka informācija par parādīto produktu var atšķirties no jūsu produkta.

Pieejamā informācija

Mūsu tīmekļa vietnē <http://www.vermeiren.com/> jūs vienmēr atradīsiet jaunāko informācijas versiju šajā rokasgrāmatā. Lūdzu, regulāri apmeklējiet šo tīmekļa vietni, lai uzzinātu par iespējamām atjauninājumiem.

Cilvēki ar redzes traucējumiem var lejupielādēt šīs rokasgrāmatas elektronisko versiju un to izlasīt, izmantojot teksta-runas lietojumprogrammu.



EK atbilstības deklarācija


Lietotāja rokasgrāmata
Lietotājam un speciālistam

Uzstādīšanas
rokasgrāmata

Apkopes rokasgrāmata
gultām Speciālajam

(Rezerves) detaļu rasējumi
specializētajam tirgotājam

1 Šis produkts



1. Galvenā paneļa
2. matrača turētājs
3. Pēdu panelis
4. Rīventiņi
5. Pēdas gals
6. Galvas gals
7. Identifikācijas plāksnīte

2 Piegādes apjoms

Piegādes daļa ir šādas sastāvdaļas:

- Galvas un kāju gali, ieskaitot motorus
- Režģa rāmis, ar kājas galu, ieskaitot motoru
- Režģa rāmis, galvas gals, tostarp transformators un motors
- Klausule
- Lietošanas pamācība
- Papildaprīkojums

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai viss ir iekļauts un vai neviens produkts nav bojāts.

3 montāža

Traumas risks

- Izmantojiet tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītos iestatījumus.
- Neļaujiet noķert rokas, montējot, izjaucot vai izmantojot gultu.
- Pārliedzinieties, ka, pielāgojot eņģes, locītavas vai citas skavas, nav klāt ķermeņa daļas vai priekšmeti.
- Izmantojiet tikai Vermeiren apstiprinātās oriģinālās rezerves daļas vai rezerves daļas.

svarīgas piezīmes

- Izlasiet šīs gultas lietošanas pamācību.
- Jābūt informētiem par paredzētā lietojuma tehniskajām detaļām un ierobežojumiem; skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Vermeiren.

3.1 Rīki

Lai izveidotu gultu, ir nepieciešami šādi instrumenti:

- Uzgriežņu atslēgu komplekts Nr. 6
- Allen atslēgu komplekts Nr. 4, 5

3.2 Gultas salikšana

PIESARDZĪBA



Traumu risks

- Turiet pirkstus un elektriskos kabeļus prom no kustīgajām daļām un pārļiecinieties, ka montāžas laikā tie neklūst iesprostoti starp komponentiem.
- Montāžas zonā nedrīkst atrasties neviena trešā persona vai priekšmeti.

Sekojiet montāžas kārtībai, kā paskaidrots turpmāk.

3.2.1 galvas panelis/kāju panelis Club

1. Bīdiet galvas paneļa stiprinājuma cauruli (4) režģa rāmja mēģenē (3).
2. Nostipriniet režģa rāmi (1) ar zvaigznīšu rokturiem (2).
3. Atkārtojiet kāju paneli. Pārļiecinieties, ka režģotie rāmji ir droši uzstādīti.




1. Uzstādiat režģa rāmja stiprinājumu (3) uz galvas paneļa stiprinājuma (4).
2. Nostipriniet režģoto rāmi (1) ar bloķēšanas skavām (5).
3. Atkārtojiet kāju paneli. Pārļiecinieties, ka režģotie rāmji ir droši uzstādīti.


Režģa rāmi var uzstādīt divos dažādos stāvokļos: solis 64 mm.

3.2.3 Galvenais panelis/Feet panelis Club UL

1. Uzstādiet režģa rāmja stiprinājumu (3) uz galvas paneļa stiprinājuma (4).
2. Nostipriniet režģoto rāmi (1) ar bloķēšanas skavām (5).
3. Atkārtojiet kāju paneli. Pārliecinieties, ka režģotie rāmji ir droši uzstādīti.





3.2.4 Režģa rāmis



1. Noņemt zvaigžņu pogas (2).
2. Ievietojiet savienotāju (3) pēdas un galvas režģa rāmī. Pārliedcinieties, ka tas ir pareizi orientēts: caurumiem iekšējās un ārējās mēģenēs ir jāsaskaņo, lai ievietotu zvaigžņu pogas, skatīt attēlu.
3. Ievietojiet un nofiksējiet režģa rāmja savienojuma zvaigžņu pogas (2).

3.2.5 Koka sānu sliedes


Noregulējiet gultu līdz vidējam augstumam. Ja gulta ir noregulēta pārāk zema, sānu sliedes nav iespējams uzstādīt; ja tas ir noregulēts pārāk augsts, jums ir vilkt sānu sliedes pārāk tālu uz augšu.



1. Ievietojiet skrūvju sliedes (1) pa labi un pa kreisi augšējā koka slānī (2). Ievietojiet skrūvju sliedes (1) pa labi un pa kreisi apakšējā koka slānī (2).
2. Slīdēt visas skrūvju sliedes (1) + koka sliedes (2) attiecīgajā bīdāmajā sliedē (3) no galvas un kāju paneļa. Satveriet augšējo koka līsti un velciet uz augšu, līdz koka sānu sliedes bloķējas stāvoklī.
3. Ievietojiet skrūves (4) un pievelciet tās.
4. Atkārtojiet šīs darbības otrai pusei.

3.2.6 Metāla sānu sliedes (nevis klubam UL)


1. Āķus (1) novieto virs rāmja caurules (2).
2. Pievelciet zvaigžņu pogu (3). Pārlicinieties, ka abas pušes ir droši pievilktas.
3. Atkārtojiet uz otras sānu sliedes.



3.2.7 Split sānu sliedes (nevis klubam UL)

- Paturiet prātā atšķirību starp galviņas un kājas sliedēm 1 (galvas gala sliedes ir īsākas par kāju sliedēm).

1. Paņemiet vienu no sadalītajām sānu sliedēm.
2. Novietojiet sadalītās sānu sliedes stiprinājumus (1) virs matrača rāmja balsta (2).
3. Stingri pievelciet abas skrūves (3) katra stiprinājuma apakšā.
4. Atkārtojiet visām pārējām sadalītajām sānu sliedēm.
5. Pārlicinieties, ka visas sānu sliedes ir stingri piestiprinātas vietā.




3.2.8 Transformatoru savienojumi

PIESARDZĪBA Traumas risks

- Nenovietojiet priekšmetus uz savienojuma un kabeļa un pasargājiet tos no mehāniskām slodzēm.
1. Savienojumam nepieciešama 220V/230V, 50 Hz kontaktligzda, kas atbilst VDE specifikācijām.
 2. Transformatora savienojumudiagramma ir dota attēlā. Lai ievietotu kabeļus, atveriet transformatora augšējo vāku. Pretējā gadījumā kabeļi netiks nostiprināti vietā.

1 = Paneļu motora savienojums



2 = Ceļgala locītavas lenķa motora savienojums

3 = Galvas gala motora savienojums

4 = Kājas gala motora savienojums

5 = Klausule

6 = Transformators/vadības bloks

I Motora savienojuma aizbāžņi ir marķēti ar tādu pašu numuru kā transformatora savienojumi.

Noturiet kontaktdakšu tikai, lai to noņemtu no kontaktligzdas.

Strāvas pieslēgumam nedrīkst būt nekādas cilpas vai kinks, un tas nedrīkst šķērsot asas malas. Aizsargājiet strāvas savienojumu un kabeli, kas ved uz klausuli, no sasmalcināšanas.


3.3 Strain reljefs un strāvas kabelis

PIESARDZĪBA Bojājumu risks


- Strāvas kabelis rūpīgi jānovieto bez kinks, bez vilkšanas un nepieskaroties grīdai.

Zem galvas režģa rāmja šķērsstieņa ir strāvas kabeļa deformācijas āķis.

1. Velciet vēlamo strāvas kabeļa garumu tā, lai barošanas kabeli varētu novietot zem režģa rāmja bez sagging. Esiet uzmanīgi, lai izvairītos no tā, ka kabelis nonāk vilces stāvoklī jebkurā regulēšanas stāvoklī.
2. Piestipriniet strāvas kabeli pie spriedzes atvieglojuma: izveidojiet cilpu ap spriedzes reljefu (1), pēc tam cilpu katrā kabeļa pusē aiz mazajiem āķiem.



3.4 Kabeļu izvietojums



1. Matrača režģa rāmja galvas gals
2. Matrača režģa rāmja kājas gals
3. Kontaktligzdas pacelšanas stabs
4. Celma atvieglojums
5. Barošanas avots
6. Vadības bloks
7. Galvas gala motors
8. Ceļgala locītavas motors
9. Galvas paneļa motors
10. Kāju paneļa motors
11. Klausule

Visi vadi gultas rāmī jānovieto tā, lai izvairītos no saskares ar grīdu, deformāciju un saspiešanu. Ievietojiet strāvas kabeļus motoriem atverē uz motora stiprinājumiem.

3.5 Transports

Ievainojumu vai bojājumu risks


Piestipriniet visas gultas detaļas un stingri transportējiet ratiņus pie transportlīdzekļa, lai novērstu to pārvietošanos pārvadāšanas laikā.

3.5.1 Vertikālā transporta komplekts (klubs; Klubs Vario)

Klubs

Satveriet paneļus (1).

Uzstādiet transporta komplekta stiprinājumu (2) paneļu stiprinājumā (3).





1.
2.

3. Satveriet galvas galu (4) un turiet to ar motoru, kas atrodas apakšā.


4. Bīdiet galviņas mēģeni (4) transporta komplekta mēģenē (5). Nostipriniet galvas galu (4) ar starnobu (6).

5. Satveriet pēdas galu (7) un turiet to uz sāniem ar motoru, kas atrodas iekšpusē.

6. Novieto pēdas galu uz transporta komplekta šķērseniskajām caurulēm (8) un pievelk ar zvaigznīti (9).





Klubs
Vario



1. Satveriet paneļus (1).
2. Piestipriniet transporta komplekta stiprinājumu (2) paneļu stiprinājumā (3) un slēdziet ar bloķēšanas skavām (4). Uzstādiet transportēšanas komplektu paneļu zemākajā stāvoklī. Bloķējiet paneļu bremzes (5).
- 3.


4. Satveriet galvas galu (6) un turiet to ar motoru, kas atrodas apakšā.
5. Bīdiet galviņas galu (6) transportēšanas ierīces caurulē (7). Nostipriniet galvas galu (6) ar starnobis (8).





6. Satveriet pēdas galu (9) un turiet to uz sāniem ar motoru, kas atrodas iekšpusē.
7. Novieto pēdas galu uz transporta komplekta balstiem (10) un pievelk ar zvaigznīti (11).

3.5.2 Horizontālais transporta komplekts (universāls)

1. Satveriet galvas galu un turiet to ar motoru transporta komplekta iekšpusē.
2. Pabīdiet gultiņas caurulīti virs īsas caurules (1) uz transportēšanas komplekta. Ļaujiet otram galam atpūsties uz garo transportēšanas komplekta cauruli (2).
3. Nostipriniet galvas galu ar zvaigznītes pogu (3).
4. Atkārtojiet augšas soļus pēdas galā.




5. Satveriet galvu un kāju paneli.
6. Uzņēmums Club Vario, Club UL: Uzstādiet paneļa stiprinājumus (4) pie transporta komplekta āķiem (5) (attiecībā uz Club Vario: izmantojiet zemāko pielikumu). Bloķējiet ar bloķēšanas skavām.
7. Uzņēmums Club: Uzstādiet paneļa stiprinājumus (6) transporta komplekta īsajai caurulei (7). Pievelciet ar skrūvi.
8. Atkārtojiet otru paneli.



3.6 Pacelšanas stabs (pēc izvēles)

Pacelšanas stabu var uzstādīt abās galvas gala pusēs.



1. Ievietojiet polu (1), ciktāl tas ieies attiecīgajā kontaktligzdā (2).
2. Ļaujiet gropi uz pacelšanas polu (3) slīdēt pāri caurulei kontaktligzdā.
3. Velciet siksnas cilpu virs augšējā rāmja beigām (4) līdz vēlamajam stāvoklim.
4. Izvelciet siksnu (5) caur trijstūri (6). Nostipriniet tās garumu un nostipriniet siksnu.


3.7 Parādīšanāsy galvas balsta pazemināšana

Brīdinājums I Traumu risks

- Pārlicinieties, ka starp galvas balstu un rāmi nav priekšmetu vai ķermeņa daļu.
- Ārkārtas stāvokļa pazemināšana ir atļauta tikai tad, ja ir pieejamas vismaz divas personas.

Galvas balstu var nolaist manuāli (avārijas pazemināšana motora atteices gadījumā):

1. Stingri satveriet galvas balstu, lai novērstu tā krišanu.
2. Otra persona var atbrīvot balstiekārtas tapu, salokot nostiprināšanas partiju un velkot tapu no motora suspensijas.
3. Saudzīgi nolaidiet galvas balstu.



Vermeirenplein



Vermeiren GROUP

1/15 2920 Kalmthout

BÛT

tīmekļa vietne: www.vermeiren.com

Uzstādīšanas rokasgrāmata — Club

Norādījumi speciālistam tirgotājam

Šī lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa, un tā ir jāpievieno katram pārdotajam produktam.

Visas tiesības paturētas, ieskaitot tulkojumu.

Versija: A, 2023.-2005. GADS

Pamata UDI: 5415174Club99

VERMEIREN
mēs rūpējamies par jums

Installation manual

Original

MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLATIEHANDLEIDING
INSTALLATIONSANLEITUNG
MANUALE DI INSTALLAZIONE
MANUAL DE INSTALACIÓN
INSTRUKCJA INSTALACJI
PŘÍRUČKU PRO INSTALACI

Club





Content

Content	1
Preface	2
1 This product	3
2 Scope of delivery	4
3 Assembly	5
3.1 Tools	5
3.2 Assembling the bed	6
3.3 Strain relief and power cable	10
3.4 Cable placement.....	11
3.5 Transport.....	11
3.6 Lifting pole (optional).....	15
3.7 Emergency lowering of the headrest	15

Preface

To support you on the installation and repairs of this nursing bed, we provide you with this installation manual. Please read it carefully. If you still have questions after reading this manual, do not hesitate to contact Vermeiren.

The information in this manual applies to the following bed(s):

- Club

Important note

Pictures of the product are used to clarify the instructions. Details of the shown product may deviate from your product.

Available information

On our website <http://www.vermeiren.com/> you will always find the most recent version of the information in this manual. Please consult this website regularly for possible updates.

Visually impaired people can download the electronic version of this manual and have it read out by means of a text-to-speech software application.



User manual
For user and specialist dealer



Installation manual
For specialist dealer



Service manual for beds
For specialist dealer




Drawings of (spare) parts
For specialist dealer



EC declaration of conformity

1 This product

1. Head panel
2. Mattress retainer
3. Foot panel
4. Castor
5. Foot end
6. Head end
7. Identification plate






2 Scope of delivery

The following components are part of the delivery:

- Head and feet end incl. motors
- Slatted frame, foot-end incl. motor
- Slatted frame, head-end incl. transformer and motor
- Handset
- Instruction manual
- Optional accessories

Before use, check if everything is included and that no products are damaged.

3 Assembly

 CAUTION Risk of injury

- Only use the settings described in this manual.
- Prevent trapping your hands when assembling, disassembling or using the bed.
- Make sure that no body parts or objects are present when adjusting hinges, joints or other clamps.
- Only use genuine spare or replacement parts approved by Vermeiren.

i Important remarks

- Read the user manual of this bed.
- Be aware of the technical details and limits of intended use; see the user manual.
- For more information, contact Vermeiren.

3.1 Tools

To set up the bed the following tools are needed:

- Wrench set no. 6
- Allen keyset no. 4, 5

3.2 Assembling the bed


CAUTION


Risk of injuries

- Keep your fingers and the electric cables away from moving parts, and make sure that they do not become trapped between components during assembly.
- No third persons or any objects may come in the assembly area.


Follow the order of assembly as explained below.

3.2.1 Head panel / feet panel Club

1. Slide the attachment tube of the head panel (4) into the tube of the slatted frame (3).
2. Secure the slatted frame (1) with the star knobs (2).
3. Repeat for the foot panel. Make sure that the slatted frames are mounted securely.



3.2.2 Head panel / feet panel Club Vario




1. Mount the attachment of the slatted frame (3) on the attachment of the head panel (4).
2. Secure the slatted frame (1) with the locking clamps (5).
3. Repeat for the feet panel. Make sure that the slatted frames are mounted securely.



The slatted frame can be mounted in 2 different positions (B, C): step 64 mm.

3.2.3 Head panel / Feet panel Club UL

1. Mount the attachment of the slatted frame (3) on the attachment of the head panel (4).
2. Secure the slatted frame (1) with the locking clamps (5).
3. Repeat for the feet panel. Make sure that the slatted frames are mounted securely.





3.2.4 Slatted Frame



1. Remove the star knobs (2).
2. Insert the connector (3) into the frame tubes of the foot and head slatted frame. Make sure it is oriented correctly: the holes in the inner and outer tubes have to align to insert the star knobs, see image.
3. Insert and retighten the star knobs (2) of the slatted frame connection.

3.2.5 Wooden side rails


Adjust the bed to medium height. If the bed is adjusted too low, it is not possible to mount the side rails; if it is adjusted too high, you have to pull the side rails too far upwards.



1. Insert the bolt rails (1) on the right and left in the upper wood slat (2). Insert the bolt rails (1) right and left in the lower wood slat (2).
2. Slide the entire bolt rails (1) + wooden slats (2) in the relevant sliding rail (3) from the head and foot panel. Grasp the upper wooden slat and pull upwards until the wooden side rails lock in position.
3. Insert the bolts (4) and tighten them.
4. Repeat these steps for the other side.

3.2.6 Metal side rails (not for Club UL)


1. Place the hooks (1) over the frame tube (2).
2. Tighten the star knob (3). Make sure that both sides have been tightened securely.
3. Repeat for the other side rail.



3.2.7 Split side rails (not for Club UL)

i Mind the difference between head-end and foot-end rails (head-end rails are shorter than foot-end rails).


1. Take one of the split side rails.
2. Place the split side rail attachments (1) over the mattress frame support (2).
3. Firmly tighten the two screws (3) on the bottom of each attachment.
4. Repeat for all other split side rails.
5. Make sure that all side rails are firmly attached into place.



3.2.8 Transformer connections

CAUTION Risk of injury

- Do not place any objects on the connection and the cable, and protect them against mechanical loads.
 1. Connection requires a 220V/230V, 50Hz power socket conform to VDE specifications.
 2. The diagram for the transformer connections is given in the figure below. To insert the cables, open the top lid of the transformer. Otherwise the cables will not be secured into place.



i The motor connection plugs are labelled with the same number as the connections on the transformer.

Take hold of the plug only to remove it from the power socket.

The power connection must not have any loops or kinks and should not pass around sharp edges. Protect the power connection and the cable leading to the handset from being crushed.

3.3 Strain relief and power cable


CAUTION

Risk of damage


- The power cable must be carefully positioned without kinks, without pulling, and without touching the floor.

Below the cross bar of the head slatted frame, there is a strain relief hook for the power cable.

1. Pull the desired length of the power cable in such a way that the power cable can be laid under the slatted frame without sagging. Be careful to avoid that the cable comes under traction in any adjustment position.
2. Fasten the power cable to the strain relief: make a loop around the top of the strain relief (1), then loop each side of the cable behind the small hooks.



3.4 Cable placement



1. Mattress slatted frame head end
2. Mattress slatted frame feet end
3. Sockets lifting pole
4. Strain relief
5. Power supply
6. Control box
7. Head end motor
8. Knee-bend motor
9. Head panel motor
10. Feet panel motor
11. Handset

All wires within the bed frame should be placed in such a way that contact with the floor, deformity and crushing are avoided. Insert the power cables for the motors in the opening on the motor mounts.


3.5 Transport

CAUTION Risk of injuries or damage

Attach all bed parts and transport trolley firmly to the vehicle, to prevent them from moving during transport.



3.5.1 Vertical transport set (Club ; Club Vario)

Club




1. Grasp the panels (1).
2. Mount the attachment of the transport set (2) in the attachment of the panels (3).

3. Grasp the head end (4) and hold this with the motor located to the bottom side.
4. Slide the tube of the head end (4) in the tube of the transportset (5). Secure the head end (4) with the starknobs (6).





5. Grasp the foot end (7) and hold it sideways with the motor located on the inside.
6. Place the foot end on the transversal tubes (8) of the transport set and tighten with the star knob (9).

Club Vario



1. Grasp the panels (1).
2. Mount the attachment of the transport set (2) in the attachment of the panels (3) and lock with the locking clamps (4). Mount the transport set in the lowest position of the panels.
3. Lock the brakes of the panels (5).


4. Grasp the head end (6) and hold this with the motor located to the bottom side.
5. Slide the tube of the head end (6) in the tube of the transportset (7). Secure the head end (6) with the starknobs (8).





6. Grasp the foot end (9) and hold it sideways with the motor located on the inside.
7. Place the foot end on the supports (10) of the transport set and tighten with the star knob (11).

3.5.2 Horizontal transport set (universal)

1. Grasp the head end and hold it with the motor to the inside of the transport set.
2. Slide the bedframe tube over de short tube (1) on the transport set. Let the other end rest on the long transport set tube (2).
3. Secure the head end with the star knob (3).
4. Repeat the steps above for the foot end.




5. Grasp the head and foot panel.
6. For Club Vario, Club UL: Mount the panel attachments (4) to the hooks (5) of the transport set (**for Club Vario**: use the lowest attachment). Lock with the locking clamps.
7. For Club: Mount the panel attachments (6) to the short tube (7) of the transport set. Tighten with the screw.
8. Repeat for the other panel.



3.6 Lifting pole (optional)

The lifting pole can be mounted on either side of the head end.



1. Insert the pole (1) as far as it will go into the relevant socket (2).
2. Let the groove on the lifting pole (3) slide over the tube in the socket.
3. Pull the strap loop over the end of the upper frame (4) until the desired position.
4. Pull the strap (5) through the triangle (6). Fix its length and secure the strap.

3.7 Emergency lowering of the headrest


CAUTION

Risk of injury

- Make sure that there are no objects or body parts between the headrest and the frame.
- Emergency lowering is only permitted if at least two persons are available.

The headrest can be lowered manually (emergency lowering in the case of motor failure):

1. Firmly grasp the headrest to prevent it from falling.
2. A second person can release the suspension pin by folding the securing batch and pulling the pin from the motor suspension.
3. Lower the headrest gently.





Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com

Instructions for specialist dealer

This instruction manual is part and parcel of the product and must accompany every product sold.

Version: A, 2023-05

Basic UDI: 5415174Club99

All rights reserved, including translation.