

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PRETIZGULĒJUMU MATRACIS *BioFlote™* 3000**



**UZMANĪBU!**

Pirms sākat lietot matraci, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.

PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

Šis izstrādājums ir paredzēts cilvēkiem:

- kam nepieciešama II pakāpes izgulējumu ārstēšana un profilakse, vienlaikus optimizējot pacienta komfortu;
- kas pastāvīgi atrodas stāvoklī ilgtermiņa aprūpei mājās un izgulējumu ārstēšanai;
- kam nepieciešama sāpju, ko izraisa pamatnes spiediens uz ķermeņa mīkstajiem audiem, ārstēšana un mazināšana saskaņā ar ārsta vai rehabilitācijas speciālista norādījuma.

Šo izstrādājumu var apkalpot strādāt personas, kas ir kvalificētas vispārējo aprūpes procedūru veikšanā un ieguvušas atbilstošu apmācību un zināšanas par izgulējumu profilaksi un ārstēšanu.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lietojot elektroierīces, jo īpaši bērnu klātbūtnē, jāievēro visi drošības pasākumi, tostarp tālāk izklāstītie.

BĪSTAMI!**Lai samazinātu elektrošoka risku:**

2. Nelietot ierīci vannošanas laikā.
3. Vienmēr izslēgt ierīci uzreiz pēc lietošanas pabeigšanas.
4. Neuzstādīt un neuzglabāt ierīci vietās, kur tā var iekrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnes.
5. Neievietot un iegremdēt ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.
6. Nepieskarties ierīcei, kas iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā nekavējoties jāatvieno ierīce no kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMI!**Lai samazinātu elektrošoka, ugunsgrēka vai ievainojuma risku:**

1. Jānovērtē tādās situācijās iespējamību, kad ierīce var kļūt pacientam par slazdiem un ierobežot viņa kustību diapazonu vai pilnībā viņu iesprostot. Ja šādas sistuācijas iespējamība ir ļoti augsta, pacientam ir pastāvīgi jāatrodas uzraudzībā.
2. Nelietot pacientiem ar muguras smadzeņu traumu.
3. Ja ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota viņu tuvumā, obligāti jāuzrauga ierīces darbība. Daži mazi elementi ir viegli demontējami, kas rada aizrīšanās vai elektrošoka risku.
4. Lietot ierīci atbilstoši paredzētajam pielietojumam, kas aprakstīts lietošanas instrukcijā. Neizmantojiet ierīci mērķiem, kurus nav iesacījis ražotājs. Neizmantojiet cita veida matračus, ko nav norādījis ražotājs.
5. Neizmantojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāts kabelis vai kontaktdakša, ierīce ir nokritusi, bojāta vai iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā ierīce jānodod autorizētajā servisa centrā, lai veiktu apskati/remontu.
6. Turēt barošanas kabeli tālu no karstām virsmām.
7. Nebloķēt gaisa ieeju. Nenovietojiet ierīci uz mīksts virsmas (gulta, matracis, sega), kas var bloķēt gaisa ieeju. Uzturiet sūkņa tuvāko apkārtni tīru — tālu no spalvas, matiem, atgrīzumiem vai citām sīkām daļiņām.
8. Neveikt patstāvīgi ierīces izmaiņas/remontus bez ražotāja atļaujas.
9. Ja Jums ir aizdomas, ka pēc saskares ar matraci Jums varētu rasties vai jau ir radušies alerģijas simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
10. Par visiem nopietniem incidentiem saistībā ar ierīci jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs vai pacients.

1. IEVADS

Lietošanas instrukcija jāizmanto komplekta sākotnējās uzstādīšanas laikā vai lai atgādinātu informāciju par matrača un sūkņa pareizu lietošanu.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Mainīga spiediena pretizgulējuma matraču sistēmai ir aprīkota ar ļoti progresīvu tehnoloģiju, kas nodrošina augstāko ierīces kvalitāti un lietošanas komfortu. Tas ir paredzēts izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Sistēma ir testēta un atbilst šādiem standartiem:

EN60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-11:2010, EN 60601-1-2:2007 CISPR 11:2009, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

EMC BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstošu prasībām medicīniskajām ierīcēm EN 60601-1-2:2007. Šo prasību mērķis ir nodrošināt atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem tipiskā medicīniskajā iekārtā. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radioviļņus, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var izraisīt traucējumus citu tuvumā esošajām ierīču darbībā. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā iekārtā. Ja šī ierīce rada traucējumus citu ierīču darbībā, ko var pārbaudīt, ieslēdzot un izslēdzot ierīci. Lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- mainīt uztvērējierīces virzienu vai pozīciju;
- palielināt attālumu starp ierīcēm;
- pieslēgt ierīci kontaktligzdai citā ķēdē nekā tā, kurai ir pieslēgtas citas ierīces;
- vērsieties pēc palīdzības pie ražotāja, piegādātāja vai servisa tehniķim.




UZMANĪBU!

Ierīce nav pielāgota lietošanai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu tuvumā.

2. IZSTRĀDĀJUMA KONSTRUKCIJA

PNEIMATISKĀ SŪKŅA UZBŪVE

1. Gaisa izejas uzgaļi
2. Barošanas slēdzis ar apgaismojumu
3. Spiediena regulators
4. Āķi, kas ļauj pakārt sūkni



PRETIZGULĒJUMU KOMPLEKTA UZBŪVE

1. Gaisa kameras matracis
2. Gaisa caurules, kas savieno sūkni ar matraci
3. Sūknis ar spiediena regulēšanu pretizgulējuma matracim BioFlote™ 3000




3. UZSTĀDĪŠANA


IZPAKOŠANA

Sūkņis un matracis ir iepakoti kartona kastē, lai aizsargātu tos no bojājumiem. Izsaiņojiet iepakojumu un pārliecinieties, ka nekas nav bojāts transportēšanas laikā. Ja ir konstatēti bojājumi, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.

UZSTĀDĪŠANA



1) Novietojiet matraci uz gultas. Ieteicams novietot matraci tā, lai ieejas uzgaļi atrastos kāju pusē. Matrača galos ir īpaši caurumi, caur kuriem var izvilkt siksnas vai stiprināšanas auklu.



UZMANĪBU!

Pārkļāviet matraci ar palagu, lai novērstu ādas saskari ar matraci. Tas uzlabo pacienta komfortu un aizsarga matraci no saskares ar mitrumu vai ārstnieciskajiem līdzekļiem.

2) Pakariet sūkni uz gultas malas vai uzstādiet to tādā vietā, lai nepakļautu sūkni bojājumiem.

3) Pievienojiet gaisa caurules sūknim un matracim.



UZMANĪBU!

Pārbaudiet un pārliecinieties, ka gaisa caurules nav sagrieztas vai saspīestas.

4) Pievienojiet sūkņa barošanas kabeli kontaktligzdai.



UZMANĪBU!

Pirms kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzdā pārliecinieties, ka barošanas avots atbilst ierīces prasībām.

5) Ieslēdziet sūkņa barošanu (pārslēgs ir pozīcijā "ON").

6) Pirms pacienta novietošanas uz matrača pagaidiet aptuveni 20 minūtes, līdz viena no sekcijām tiek pilnībā piepumpēta. Uzstādiet regulatora pogu uz maksimālo vērtību un, kad matracis ir piepumpēts, iestatiet pacienta ķermeņa svaram atbilstošu spiedienu.



UZMANĪBU!

Atcerieties, ka sūknim ir jādarbojas visu matrača lietošanas laiku. Matraci nedrīkst lietot pēc sūkņa izslēgšanas. Matraci nedrīkst pumpēt, kamēr pacients guļ uz tā.



UZMANĪBU!

Pēc matrača uzstādīšanas pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir novietots tā, lai tas neradītu šķērsli pārejā, kā arī pakļūšanas vai kritiena risku. Aprīkojumam ir jābūt izvietotam tā, lai ārstam vai lietotājam būtu viegli piekļūt ierīcei.

4. TĪRĪŠANA

SŪKNIS



UZMANĪBU!

Pirms tīrīšanas sākšanas pārlicinieties, ka pirms sūknis ir atvienots no barošanas avota.

Tīriet sūkni ar mitru lupatiņu un maigu mazgāšanas līdzekli un turiet sūkni tālu no putekļiem. Nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas izraisa ķīmisku reakciju uz sūkņa plastmasas korpusa virsmas. Pirms atkārtotas lietošanas visi elementi ir rūpīgi jāizžāvē.



UZMANĪBU!

Neiegremdējiet un nemērciet sūkni. Sūkni nedrīkst tīrīt zem tekoša ūdens. Sūkni nedrīkst dezinficēt ar tvaiku.

MATRACIS

Tīriet matraci, noslaukot to ar lupatiņu vai sūkli, kas samitrināts siltā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Pirms atkārtotas lietošanas visi elementi ir rūpīgi jāizžāvē.



UZMANĪBU!

Matrača tīrīšanai nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes. Tas var izraisīt matrača virsmas bojājumus, tādus kā materiāla plīsumi vai sacietējumi. Matraci nedrīkst dezinficēt ar tvaiku.



UZMANĪBU!

Pēc tīrīšanas žāvējiet matraci dabiskā veidā noēnotā vietā. Matraci var noslaucīt ar sausu lupatiņu.



UZMANĪBU!

Matrača tīrīšanas biežums ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Nepieļaujiet, lai matracis būtu mitrs. Matracs ir nekavējoties jānomazgā, ja uz tā virsmas ir redzami taukaini nosēdumi (piemēram, pēc krēmu vai ārstniecisko ziežu lietošanas). Pārāk reta matrača tīrīšana un nepareiza kopšana var izraisīt matrača virsmas bojājumus.

UZGLABĀŠANA

1. Novietojiet matraci plakani.
2. Atvienojiet gaisa caurules no matrača.
3. Satiniet matraci no galvas puses līdz kājām (gaisa izplūdes uzgaļu virzienā).

APSKATE

1. Pārbaudiet barošanas kabeļa un kontaktdakšas nodilumu.
2. Pārbaudiet matrača virsmu, lai pārlicinātos, ka tā nav nodiluši, cieta vai bojāta. Pārlicinieties, ka matracs un caurules ir savienoti.
3. Pārlicinieties, ka cauruļu savienojumi nav bojāti.
4. Pārbaudiet sūkņa darbības pareizību. Gaisa plūsmai jāmainās starp izejas atverēm jāmainās ik pēc 1/2 cikla.

PAREDZĒTAIS IZSTRĀDĀJUMA KALPOŠANAS LAIKS

Izstrādājums nodrošina drošu un uzticamu darbību garantijas periodā, ja tas tiek lietots un kopts saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukciju. Ražotājs iesaka, lai komplekta pārbaudes un apkope tika veiktas tikai autorizētajā servisa centrā, ja ir radušies nodiluma pazīmes vai aizdomas par ierīces nepareizu darbību. Citos gadījumos ierīces apkope vai pārbaude parasti nav nepieciešama.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Nav strāvas padeves.	Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā, kurā ir spriegums. Pārbaudiet drošinātāju darbību (ja ir pieejami).
Matracis ir pārāk mīksts.	Pārliecinieties, ka gaisa caurules ir pareizi pievienotas sūkņim un matracim. Ja sūknis ir aprīkots ar spiediena regulatoru, paaugstiniet spiedienu. Pārbaudiet matrača hermētiskumu, lai pārliecinātos, ka virsmā nav caurdurta vai saplīsusi. PIEZĪME. Ja matracis tiek lietots, sūkņim ir jābūt ieslēgtam visu laiku.
Sūknī reizēm ir dzirdams troksnis.	Tas ir normāls simptoms. Kad viena no sekcijām tiek iztukšota, izplūst gaiss caur sūkni, kas var būt dzirdams.
Daļa matrača nav piepūsta.	Tā ir normāla parādība, ja viena daļa ir piepūsta, bet otra nav. Pēc cikla puses beigām, proti, pēc sešām minūtēm, sekciju uzpūšanai ir jāmainās. Ja visu laiku tiek piepūsta tikai viena no sekcijām, tas var liecināt par matrača noplūdi vai sūkņa bojājumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nav palīdzējuši novērst avāriju, sazinieties tieši ar vietējo pārstāvi. Iespējams, būs nepieciešama konsultācija ar tehniskā atbalsta nodaļu.



UZMANĪBU!

Lai novērstu elektrošoka risku, nemēģiniet noņemt korpusu. Jebkādos remonta darbus drīkst veikt tikai ražotāja autorizētais servisa centrs.



UZMANĪBU!

Komplektā ir iekļauta rezerves kamera. Ja matracī ir konstatēta noplūde, sazinieties ar autorizēto servisa centru.

TEHNISKIE PARAMETRI

SARAKSTS	SŪKŅA SPECIFIKĀCIJAS
Modelis	Sūknis pretizgulējumu matracim <i>BioFlote™ 3000</i>
Barošana	230 V/50 Hz
Aizsargiekārtas	1 A
Sūkņa izmēri cm	27 × 11 × 9,5
Sūkņa svars	1,2 kg
Jaudas patēriņš	7 W
Cikla ilgums	10~12 min
Spiediena diapazons	40–100 mmHg
Sūkņa veiktspēja	5 litri/min

SARAKSTS	MATRACĀ SPECIFIKĀCIJAS
Modelis	<i>BioFlote™ 3000</i>
Veids	Kameru (18 gaisa kameras)
Matrača izmēri cm	198 × 88 × 11 — pēc uzpūšanas
Matrača svars	4,8 kg
Maksimālais lietotāja svars	130 kg
Materiāls	Neilons/polivinilhlorīds
Krāsa	zils
Apkārtējā temperatūra	Darbība: 5~40 °C Uzglabāšana: 25~70 °C Transportēšana: -25~70 °C

Apkārtējais relatīvais mitrums	Darbība: 15~90 % Uzglabāšana: 10~90 % Transportēšana: 10~90 %
Atmosfēras spiediens	40–100 mmHg

PIEZĪMES

1. Iepriekš minētie tehniskie parametri attiecas uz visām vietām ar vienādiem elektroenerģijas parametriem.
2. Lai iegūtu citus tehniskos dokumentus, sazinieties ar piegādātāju.
3. Utilizējiet izstrādājumu saskaņā ar vietējo tiesību aktu prasībām.

A PIELIKUMS: INFORMĀCIJA PAR ELEKTROMAGNĒTISKO SAVITOJAMĪBU

Ražotāja norādījumi un deklarācija — elektromagnētiskās emisijas

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jāpārlicinās, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Emisiju tests	Savietojamība	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
RF emisijas CISPR 11	1. grupa	Ierīce izmanto RF enerģiju tikai iekšējām funkcijām. Tāpēc RF emisijas ir ļoti zemas un nevar radīt nekādus traucējumus tuvumā esošajās elektroniskajās ierīcēs.
RF emisijas CISPR 11	A klase	
Harmoniskās emisijas IEC61000-3-2	A klase	Ierīce ir piemērota lietošanai visās iekštelpās, tostarp mājāsaimniecībās telpās, un to var pieslēgt publiskajam zemsprieguma elektrotīklam.
Sprieguma svārstības/vibrāciju emisijas IEC61000-3-3	Atbilst	

Ražotāja norādījumi un deklarācija — elektromagnētiskās noturība

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jāpārlicinās, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Noturības tests	IEC60601 Testa līmenis	Savietojamība	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC61000-4-2	±6 kV kontakts ±8 kV gaiss	±6 kV kontakts ±8 kV gaiss	Grīdām jābūt koka, betona vai keramisko flīžu segumam. Ja grīdai ir sintētiska materiāla segums, relatīvajam mitrumam ir jābūt vismaz 30 %.
Ātrie elektriskie zudumi/sērijas IEC61000-4-4	±2 kV elektrolinijai ±1 kV ieejas/izejas līnijai	±2 kV elektrolinijai ±1 kV ieejas/izejas līnijai	Barošanas enerģijas kvalitātei ir jābūt tipiskai (ne kā rūpniecībai vai slimnīcām).
Vilnis IEC61000-4-5	±1 kV līnijas–līnijas ±2 kV līnijas–zeme	±1 kV līnijas–līnijas	Barošanas enerģijas kvalitātei ir jābūt tipiskai (ne kā rūpniecībai vai slimnīcām).
Sprieguma kritumi, īsi pārtraukumi un sprieguma svārstības elektrolinijās IEC61000-4-11	< 5 % U_T (> 95 % solis U_T) 0,5 cikla 40 % U_T (60 % solis U_T) pieciem cikliem 70 % U_T (30 % solis U_T) 25 cikliem < 5 % U_T (> 95 % solis U_T) piecām sekundēm		Barošanas enerģijas kvalitātei ir jābūt tipiskai (ne kā rūpniecībai vai slimnīcām). Ja lietotājs vēlas nepārtrauktu un netraucētu ierīces darbību, viņas jānodrošina ar uzticams pastāvīgs barošanas avots vai akumulatori.
Jaudas frekvence (50/60 Hz) magnētiskais lauks IEC6100-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnētiskā lauka frekvences jaudai ir jābūt tādai, kāda ir raksturīga netipiskām vietām, tipiskā rūpnieciskajā vai slimnīcas vidē.

PIEZĪME. U_T ir maiņstrāvas barošanas sprieguma vērtība pirms testu veikšanas.

Ražotāja norādījumi un deklarācija — elektromagnētiskās noturība

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jāpārliecinās, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Noturības tests	IEC60601 Testa līmenis	Savietojamība	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
RF vadītspēja IEC61000-4-6	3 Vrms, no 150 kHz līdz 80 MHz ārpus ISM joslas ^a	3 Vrms	Pārnēsājamās un mobilās RF ierīces nedrīkst izmantot tuvāk jebkādai ierīces daļai, tostarp kabeliem, par ieteicamo attālumu, kas aprēķināts pēc vienādojuma, kurš atbilst raidītāja frekvencei. Ieteicamais attālums: $d = \left[\frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P} \text{ no 150 kHz līdz 80 MHz}$ $d = \left[\frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P} \text{ no 80 MHz līdz 800 MHz}$ $d = \left[\frac{7}{20} \right] \sqrt{P} \text{ no 800 MHz līdz 2,5 GHz}$ kur P ir raidītāja maksimālā nominālā jauda vatos (W), ko nosaka raidītāja ražotājs, un d ir ieteicamais attālums metros (m)^b.
RF starojums IEC61000-4-3	3 V/m, no 80 MHz līdz 2,5 GHz	3 V/m	Lauka stiprumam no stacionāriem RF raidītājiem, ko nosaka elektromagnētiskais lauks vietā^c, ir jābūt mazākam par atbilstības līmeni katrā svārstību frekvencē^d. Traucējumi var rasties to ierīču tuvumā, kas apzīmētas ar šādu simbolu: 

SIMBOLU SKAIDROJUMS

	Ražotājs
	CE marķējums
	Atsauces numurs
	Ražošanas datums
	Skatīt lietošanas instrukcijā.
	Brīdinājums
	Sērijas numurs
	Augšpuse, neapgriezt
	Uzglabāt sausā vietā.
	Trausls, rīkoties uzmanīgi.
	BF tipa daļas

	II aizsardzības klases ierīce
IP21	Aizsardzība pret 12,5 mm un lielākiem cietiem objektiem. Aizsardzība pret vertikāli krītošiem ūdens pilieniem
	Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu (WEEE) un Polijas likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Šis marķējums norāda, ka, pēc šīs ierīces lietošanas laika beigām tā ir jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes iekārtā.
	Nepārgriezt.
	Otreizējā pārstrāde



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polija
tālr.: +48 22 594 03 00, fakss: +48 22 594 03 07
e-pasts: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.2
Izdots: 02.2021.

GARANTIJAS KARTE PNEIMATISKAIS MATRACIS *BioFlote™ 3000*

Modelis:	Sērijas numurs:	Pārdošanas datums:	Pārdevēja paraksts un zīmogs:

GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Ražotājs apliecina klientam, ka pārdošanas priekšmets, kuram izsniegta šī garantijas karte, ir pilnīgi jauns un kvalitatīvs.
2. Uz matraci un pneimatisku sūkni attiecas 18 mēnešu garantija, sākot no garantijas kartē norādītā pārdošanas datuma.
3. Sūdzības izskatīšanas pamats ir tīra, pilnīga izstrādājuma piegāde ar pareizi aizpildītu garantijas karti un pirkumu apliecināšu dokumentu (čeku, PVN rēķinu). Dokumentu trūkuma vai piesārņota izstrādājuma piegādes gadījumā sūdzības izskatīšana tiek apturēta vai noraidīta.
4. Sūdzības tiek izskatītas nekavējoties, pēc iespējas īsākā laikā, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preču piegādes servisa centram. Ja remontam nepieciešamās detaļas tiek importētas no ārvalstīm, šo laiku var pagarināt, par ko tiek informēts sūdzības iesniedzējs.
5. Iespējamus iekārtas defektus novērsīs uzņēmums *REHA FUND Sp. z o.o.* vai tā autorizētie servisa speciālisti, ja vien matracis un sūknis tika lietoti saskaņā ar to paredzēto pielietojumu un lietošanas instrukcijas norādījumiem.
6. Servisa centram ir tiesības atteikties veikt garantijas remontu, ja garantijas karte ir nesalasāma vai tajā ir izmainīti vai laboti jebkādi dati.
7. Garantija neattiecas uz:
 - darbībām, kas saistītas ar izstrādājuma tehnisko apkopi, tīrīšanu, lietošanu, uzglabāšanu un

- regulēšanu, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā;
- elementiem, kas nodilst parastas lietošanas laikā;
- mehāniskiem un termiskiem bojājumiem, piemēram, skrāpējumiem, pārgriežumiem u.tml.;
- bojājumiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas neatbilstoši lietošanas instrukcijai, nolaidības, neatļauta remonta, modifikāciju, konstrukcijas izmaiņu un nelaimes gadījumu dēļ.

8. Pirms iekārtas nodošanas autorizētajā servisa centrā tā ir jāizfira saskaņā ar lietošanas instrukciju, lai tā būtu piemērota servisa apskates veikšanai.
9. Remontu un rezerves daļu nomaiņu drīkst veikt tikai uzņēmuma *Reha Fund Sp. z o.o.* autorizētā servisa centra speciālisti.
10. Nepamatotas sūdzības gadījumā (izstrādājums ir darba kārtībā) vai ja bojājumi ir radušies lietotāja vainas dēļ, visas izmaksas, kas saistītas ar sūdzības izskatīšanu (piemēram, piegādes izmaksas), sedz sūdzības iesniedzējs.
11. Veicot jebkādu remontu vai modifikāciju, nepaziņojot par tiem pilnvarotajam servisa centram, nekavējoties tiek zaudētas garantijas tiesības.
12. Garantija ir derīga Latvijas Republika teritorijā.
13. Garantija pārdotajai precei neizslēdz, neierobežo un neaptur klienta tiesības, kas saistītas ar preces neatbilstību līguma noteikumiem.

SERVISA REMONTA DARBU SARAKSTS (aizpilda servisa centrs)

N. p. k.	Iesniegšanas datums	Pasūtījuma Nr.	Defekta apraksts/remonta apjoms	Remonta veikšanas datums	Servisa centra zīmogs un paraksts
1.					
2.					

PIEZĪMES