


**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PNEIMATISKAIS MATRACIS *BioFlote™* 4000**



**UZMANĪBU!**

Pirms sākat lietot matraci, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.

PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

Šis izstrādājums ir paredzēts cilvēkiem:

- kam nepieciešama II pakāpes izgulējumu ārstēšana un profilakse, vienlaikus optimizējot pacienta komfortu;
- kas pastāvīgi atrodas stāvoklī ilgtermiņa aprūpei mājās vai slimnīcā un izgulējumu ārstēšanai;
- kam nepieciešama sāpju, ko izraisa pamatnes spiediens uz ķermeņa mīkstajiem audiem, ārstēšana un mazināšana saskaņā ar ārsta vai rehabilitācijas speciālista norādījuma.

Šo izstrādājumu var apkalpot strādāt personas, kas ir kvalificētas vispārējo aprūpes procedūru veikšanā un ieguvušas atbilstošu apmācību un zināšanas par izgulējumu profilaksi un ārstēšanu.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lietojot elektroierīces, jo īpaši bērnu klātbūtnē, jāievēro visi drošības pasākumi, tostarp tālāk izklāstītie.

BĪSTAMI!

Lai samazinātu elektrošoka risku:

1. Nelietojiet ierīci vannas laika.
2. Vienmēr izslēgt ierīci uzreiz pēc lietošanas pabeigšanas.
3. Neuzstādīt un neuzglabāt ierīci vietās, kur tā var iekrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnes.
4. Neievietot un iegremdēt ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.
5. Nepieskarties ierīcei, kas iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā nekavējoties jāatvieno ierīce no kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMI!

Lai samazinātu elektrošoka, ugunsgrēka vai ievainojuma risku:

1. Jānovērtē tādās situācijās iespējamību, kad ierīce var kļūt pacientam par slazdiem un ierobežot viņa kustību diapazonu vai pilnībā viņu iesprostot. Ja šādas situācijas iespējamība ir ļoti augsta, pacientam ir pastāvīgi jāatrodas uzraudzībā.
2. Nelietot pacientiem ar muguras smadzeņu traumām.
3. Ja ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota viņu tuvumā, obligāti jāuzrauga ierīces darbība. Daži mazi elementi ir viegli demontējami, kas rada bērnu aizrīšanās vai elektrošoka risku.
4. Lietot ierīci atbilstoši paredzētajam pielietojumam, kas aprakstīts lietošanas instrukcijā. Neizmantojot ierīci mērķiem, kurus nav iesacījis ražotājs. Neizmantojiet cita veida matračus, ko nav norādījis ražotājs.
5. Neizmantojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāts kabelis vai kontaktdakša, ierīce ir nokritusi, bojāta vai iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā ierīce jānodod autorizētajā servisa centrā, lai veiktu apskati/remontu.
6. Turēt barošanas kabeli tālu no karstām virsmām.
7. Nebloķēt gaisa ieeju. Nenovietojiet ierīci uz mīksts virsmas (gulta, matracis, sega), kas var bloķēt gaisa ieeju. Uzturiet sūkņa tuvāko apkārtni tīru — tālu no spalvas, matiem, atgrīzumiem vai citām sīkām daļiņām.
8. Neveikt patstāvīgi ierīces izmaiņas/remontus bez ražotāja atļaujas.
9. Ja Jums ir aizdomas, ka pēc saskares ar matraci Jums varētu rasties vai jau ir radušies alerģijas simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
10. Par visiem nopietniem incidentiem saistībā ar ierīci jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs vai pacients.

1. IEVADS

Lietošanas instrukcija jāizmanto komplekta sākotnējās uzstādīšanas laikā vai lai atgādinātu informāciju par matrača un sūkņa pareizu lietošanu.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Mainīga spiediena pretizgulējuma matraču sistēmai ir aprīkota ar ļoti progresīvu tehnoloģiju, kas nodrošina augstāko ierīces kvalitāti un lietošanas komfortu. Tas ir paredzēts izgulējumu profilaksei un ārstēšanai.

Sistēma ir testēta un atbilst šādiem standartiem:

EN 60601-1-11:2010, EN60601-1:2006, EN 60601-1-2: 2007, CISPR 11:2009, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004 IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

EMC BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstošu prasībām medicīniskajām ierīcēm EN 60601-1-2:2007. Šo prasību mērķis ir nodrošināt atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem tipiskā medicīniskajā iekārtā. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radioviļņus, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var izraisīt traucējumus citu tuvumā esošajām ierīču darbībā. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā iekārtā. Ja šī ierīce rada traucējumus citu ierīču darbībā, ko var pārbaudīt, ieslēdzot un izslēdzot ierīci.

Lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- mainīt uztvērējierīces virzienu vai pozīciju;
- palielināt attālumu starp ierīcēm;
- pieslēgt ierīci kontaktligzdai citā ķēdē nekā tā, kurai ir pieslēgtas citas ierīces;
- vērsieties pēc palīdzības pie ražotāja, piegādātāja vai servisa tehniķim.






UZMANĪBU!

Ierīce nav pielāgota lietošanai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu tuvumā.

2. IZSTRĀDĀJUMA KONSTRUKCIJA

PNEIMATISKĀ SŪKŅA UZBŪVE

1. Ātri izjaucamais savienojums
2. Priekšējais vadības panelis
3. Transporta savienojums
4. Barošanas kabelis
5. Gaisa filtrs
6. Sūkņa āķi




PRIEKŠĒJAIS PANELIS

1. Gaisa spiediena regulators — tas atbild par gaisa spiediena vērtību matracī. Pagriežot grozāmo pogu “MAX” virzienā, spiediens tiek paaugstināts, pagriežot pogu “MIN” virzienā, spiediens matracī tiek samazināts.
2. Galvenais barošanas slēdzis — ierīces barošanas ieslēgšana un izslēgšana.



PRETIZGULĒJUMU KOMPLEKTA UZBŪVE

1. CPR vārsts
2. Sūkns ar spiediena regulēšanu
3. Kameru matracis ar pārvalku
4. Ātri izjaukamais savienojums
5. Transporta savienojums




3. UZSTĀDĪŠANA

IZPAKOŠANA

Sūkns un matracis ir iepakoti kartona kastē, lai aizsargātu tās saturu. Izsaņiņojiet iepakojumu un pārliecinieties, ka nekas nav bojāts transportēšanas laikā. Bojājuma gadījumā nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.

UZSTĀDĪŠANA



- 1) Novietojiet matraci uz gultas. Matraci ieteicams novietot tā, lai matrača gals ar ieejas uzgaļiem atrastos kāju pusē. Pārliecinieties, ka atloki abās matrača pusēs ir novietoti zem gultas matrača.



UZMANĪBU!

Lai uzlabotu pacienta komfortu un pasargātu matraci no saskares ar mitrumu vai medikamentiem (krēmiem, ziedēm), matracis jāpārklāj ar palagu, lai novērstu ādas saskari ar matraci.

- 2) Izjauciet āķus un pakariniet sūkni uz gultas malas vai uzstādiet to uz grīdas atbilstošā vietā tā, lai sūkns netiktu pakļauts bojājumiem.

- 3) Pievienojiet gaisa caurules sūknim un matracim. Raksturīgs “klikšķis” nozīmē, ka caurules ir pareizi pievienotas.



UZMANĪBU!

Pārbaudiet un pārliecinieties, ka gaisa caurules nav sagrieztas vai saspīestas.


- 4) Pievienojiet sūkņa barošanas kabeli kontaktligzdai.



UZMANĪBU!

Pirms kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzdā pārliecinieties, ka barošanas avots atbilst ierīces prasībām. Izmantojot barošanas kontaktligzdu, var arī atvienot ierīci. Elektriskajai kontaktligzdai ir jābūt tādā vietā, lai būtu iespējams ātri atvienot ierīci no elektrofīkla.

- 5) Ieslēdziet sūkņa barošanu (pārslēgs ir pozīcijā “ON”).



6) Pirms pacienta novietošanas uz matrača pagaidiet aptuveni 20 minūtes, līdz viena no sekcijām tiek pilnībā piepumpēta. Uztādiet regulatora pogu uz maksimālo vērtību un, kad matracis ir piepumpēts, iestatiet pacientam piemērotu spiedienu.



UZMANĪBU!

Sūkni var lietot tikai un vienīgi ar ražotāja ieteikto matraci. Neizmantojiet sūkni citiem mērķiem. Atcerieties, ka sūknim ir jādarbojas visu matrača lietošanas laiku. Matraci nedrīkst lietot pēc sūkņa izslēgšanas. Matraci nedrīkst pumpēt, kamēr pacients guļ uz tā.


Dažas piezīmes par uzstādīšanu

Pēc matrača uzstādīšanas pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir novietots tā, lai tas neradītu šķērslī pārejā, kā arī pakļūšanas vai kritiena risku. Aprīkojuma ir jābūt uzstādītam tā, lai nodrošinātu ārstam vai lietotājam ērtu piekļuvi ierīcei un lai to varētu jebkurā brīdī atvienot.

4. PIEEJAMĀS FUNKCIJAS

♦ CPR vārsts

Ja jebkāda iemesla dēļ ir ātri jāizlaiž gaiss no matrača, pavelciet aiz CPR vārsta roktura. CPR vārsts atrodas matrača galā galvas pusē.




♦ Spiediena regulēšana

Izmantojot spiediena regulatoru, lietotājs var iestatīt atbilstošu matrača mīkstumu.

Par matrača cietības iestatīšanu jākonsultējas ar savu ārstējošo ārstu.

♦ Transportēšana

Lai nodrošinātu iespēju pārnest uzpūsto matraci, var izmantot ātri izjaucamo savienojumu, kas bloķē gaisa izplūdi uz matrača transportēšanas laiku.



5. TĪRĪŠANA

SŪKNIS

Tīriet sūkni ar mitru lupatiņu un maigu mazgāšanas līdzekli un turiet to tālu no putekļiem. Nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas izraisa ķīmisku reakciju uz sūkņa plastmasas korpusa virsmas. Pirms atkārtotas lietošanas visi elementi ir rūpīgi jāizžāvē.



UZMANĪBU!

Pirms tīrīšanas sākšanas pārliecinieties, ka pirms sūkņa ir atvienots no barošanas avota. Neiegremdējiet un nemērciet sūkni.

MATRACIS

Tīriet matraci, noslaukot to ar lupatiņu vai sūkli, kas samitrināts siltā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Pirms atkārtotas lietošanas visi elementi ir rūpīgi jāizžāvē.



UZMANĪBU!

Matrača tīrīšanai nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus uz šķīdinātāju un spirtu bāzes. Tas var izraisīt matrača virsmas bojājumus, tādus kā materiāla plīsumi vai sacietējumi. Pēc tīrīšanas žāvējiet matraci ēnainā vietā.

6. UZGLABĀŠANA

1. Novietojiet iztukšoto matraci uz līdzenas virsmas.
2. Satiniet matraci no galvas puses līdz kāju puses gaisa izejas uzgaļu virzienā pie atvērta CPR vārsta.
3. Aizsargājiet caurules, ievietojot tās matracī.



UZMANĪBU!

Matraci nedrīkst salocīt vai saspīest. Izvairieties no tieša kontakta ar saules stariem.

7. APSKATE

VISPĀRĪGĀ

1. Pārbaudiet barošanas kabeļa un kontaktdakšas nodilumu.
2. Pārbaudiet matrača virsmu, lai pārlicinātos, ka tā nav nodiluši, cieta vai bojāta. Pārlicinieties, ka matrača kameras ir pareizi savienotas viena ar otru, pārbaudiet kameru hermētiskumu.
3. Pārlicinieties, ka cauruļu savienojumiem un pašas gaisa caurulēm nav bojājumu (salocījumu, plīsumu).
4. Pārbaudiet sūkņa darbības pareizību. Gaisa plūsmai jāmainās starp izejas atverēm jāmainās ik pēc 1/2 cikla.

GAISA FILTRA NOMAINĀ

Gaisa filtrs ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānomaina (aptuveni reizi 12 mēnešos). Gaisa filtra aizsērēšana ir atkarīga no vides, kurā darbojas sūknis. Netīrs (aizsērējis) filtrs izraisa sūkņa iekšpusē esošā kompresora darbības traucējumus vai pat tā bojājumu.

1. Atveriet gaisa filtra vāku, kas atrodas sūkņa korpusa aizmugurē, atlaižot fiksatoru.
2. Pārbaudiet gaisa filtru un, ja nepieciešams, nomainiet to pret jaunu.
3. Uzstādiet filtra vāku.

8. PAREDŽĒTAIS IZSTRĀDĀJUMA KALPOŠANAS LAIKS

Izstrādājums nodrošina drošu un uzticamu darbību garantijas periodā, ja tas tiek lietots un tā tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukciju. Ražotājs iesaka, lai komplekta pārbaudes un apkope tika veiktas tikai autorizētajā servisa centrā, ja ir radušies nodiluma pazīmes vai aizdomas par ierīces nepareizu darbību. Citos gadījumos ierīces apkope vai pārbaude parasti nav nepieciešama.

9. PROBLĒMU RISINĀŠANA



UZMANĪBU!

Lai novērstu elektrošoka risku, nemēģiniet noņemt korpusu. Par visiem remonta darbiem jāziņo autorizētajam servisa centram. Izstrādājuma komplektā iekļauto remonta komplektu var izmantot pēc garantijas perioda beigām. Matrača remonta gadījumā, kas veikts, neziņojot par to autorizētajam servisa centram, nekavējoties tiek zaudētas garantijas tiesības.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Nav strāvas padeves.	Pārlicinieties, ka kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā, kurā ir spriegums.
Deg zema spiediena indikators.	Pārlicinieties, ka gaisa caurules ir pareizi pievienotas sūknim un matracim. Pārbaudiet savienojumus starp kamerām. Pārbaudiet CPR vārsta hermētiskumu. Ja sūknis ir aprīkots ar spiediena regulatoru, paaugstiniet spiedienu. Pārbaudiet matrača kameru hermētiskumu, lai pārlicinātos, ka tas nav caurdurts vai saplīsušas. PIEZĪME. Ja matracis tiek lietots, sūknim ir jābūt ieslēgtam visu laiku.
Sūknī reizēm ir dzirdams trokšnis.	Tas ir normāls simptoms. Kad viena no sekcijām tiek iztukšota, izplūst gaiss caur sūkni, kas var būt dzirdams.
Pacients iekrīt matracī.	Spiediena vērtība, kas iestatīta uz sūkņa ar regulatoru, nav piemērota pacientam. Paaugstiniet spiedienu un pagaidiet, līdz tiek papildināts gaiss kamerās.
Matracis nespēj noturēt savu formu.	Pārlicinieties, ka kameras ir nostiprinātas ar siksnām, kas piestiprinātas pie matrača pamatnes, un ka kameras ir piestiprinātas ar fiksatoriem pie pamatnes.

Daļa matrača nav piepūsta.	Tā ir normāla parādība, ja viena daļa ir piepūsta, bet otra nav. Pēc cikla puses beigām sekciju uzpūšanai ir jāmainās. Ja visu laiku tiek piepūsta tikai viena no sekcijām, tas var liecināt par matrača noplūdi vai sūkņa bojājumu.
----------------------------	--

Ja iepriekš minētie norādījumi nav palīdzējuši novērst avāriju, sazinieties tieši ar vietējo pārstāvi. Iespējams, būs nepieciešama konsultācija ar tehniskā atbalsta nodaļu.



UZMANĪBU!

Komplektā ir iekļauta rezerves kamera. Ja matracī ir konstatēta noplūde, sazinieties ar autorizēto servisa centru.

TEHNISKIE PARAMETRI

SARAKSTS	SŪKŅA SPECIFIKĀCIJAS
Modelis	Sūknis pneimatiskajam matracim <i>BioFlote™ 4000</i>
Barošana	230 V/50 Hz
Drošinātājs	1 A
Sūkņa izmēri cm	28 × 15 × 9
Sūkņa svars	1,4 kg
Jaudas patēriņš	7 W
Cikla ilgums	12 min
Spiediena diapazons	40–100 mmHg
Sūkņa veiktspēja	8 litri/min

SARAKSTS	MATRACĀ SPECIFIKĀCIJAS
Modelis	<i>BioFlote™ 4000</i>
Veids	Kameru (17 gaisa kameras)
Matrača izmēri cm	190 × 88 × 11 — pēc uzpūšanas
Matrača svars	4,85 kg
Maksimālais lietotāja svars	140 kg
Materiāls	Neilons/polivinilhlorīds
Krāsa	zils
Apkārtējā temperatūra	Darbība: 5~40 °C Uzglabāšana: -25~70 °C Transportēšana: -25~70 °C
Apkārtējais relatīvais mitrums	Darbība: 15~90 % Uzglabāšana: 10~90 % Transportēšana: 10~90 %
Atmosfēras spiediens	40–100 mmHg

PIEZĪMES

1. Iepriekš minētie tehniskie parametri attiecas uz visām vietām ar vienādiem elektroenerģijas parametriem.
2. Lai iegūtu citus tehniskos dokumentus, sazinieties ar piegādātāju.
3. Utilizējiet izstrādājumu saskaņā ar vietējo tiesību aktu prasībām.

A PIELIKUMS: INFORMĀCIJA PAR ELEKTROMAGNĒTISKO SAVITOJAMĪBU

Ražotāja norādījumi un deklarācija — elektromagnētiskās emisijas

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jāpārliccinās, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Emisiju tests	Savietojamība	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
RF emisijas CISPR 11	1. grupa	Ierīce izmanto RF enerģiju tikai iekšējām funkcijām. Tāpēc RF emisijas ir ļoti zemas un nevar radīt nekādus traucējumus tuvumā esošajās elektroniskajās ierīcēs.
RF emisijas CISPR 11	B klase	
Harmoniskās emisijas IEC61000-3-2	A klase	Ierīce ir piemērota lietošanai visās iekšējās, tostarp mājāsaiņniecībās telpās, un to var pieslēgt publiskajam zemsprieguma elektrotīklam.
Sprieguma svārstības/vibrāciju emisijas IEC61000-3-3	Atbilst	

Ražotāja norādījumi un deklarācija — elektromagnētiskās noturība

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jāpārliecinās, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Noturības tests	IEC60601 Testa līmenis	Savietojamība	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC61000-4-2	±6 kV kontakts ±8 kV gaiss	±6 kV kontakts ±8 kV gaiss	Grīdām jābūt koka, betona vai keramisko flīžu segumam. Ja grīdai ir sintētiska materiāla segums, relatīvajam mitrumam ir jābūt vismaz 30 %.
Ātrie elektriskie zudumi/sērijas IEC61000-4-4	±2 kV elektrolīnijai ±1 kV ieejas/izejas līnijai	±2 kV elektrolīnijai ±1 kV ieejas/izejas līnijai	Barošanas enerģijas kvalitātei ir jābūt tipiskai (ne kā rūpniecībai vai slimnīcām).
Vilnis IEC61000-4-5	±1 kV līnijas–līnijas ±2 kV līnijas–zeme	±1 kV līnijas–līnijas	Barošanas enerģijas kvalitātei ir jābūt tipiskai (ne kā rūpniecībai vai slimnīcām).
Sprieguma kritumi, īsi pārtraukumi un sprieguma svārstības elektrolīnijās IEC61000-4-11	< 5 % U_T (> 95 % solis U_T) 0,5 cikla 40 % U_T (60 % solis U_T) pieciem cikliem 70 % U_T (30 % solis U_T) 25 cikliem < 5 % U_T (> 95 % solis U_T) piecām sekundēm		Barošanas enerģijas kvalitātei ir jābūt tipiskai (ne kā rūpniecībai vai slimnīcām). Ja lietotājs vēlas nepārtraukt un netraucētu ierīces darbību, viņas jānodrošina ar uzticams pastāvīgs barošanas avots vai akumulatori.
Frekvences jauda (50/60 Hz) magnētiskais lauks IEC6100-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnētiskā lauka frekvences jaudai ir jābūt tādai, kāda ir raksturīga netipiskām vietām, tipiskā rūpnieciskajā vai slimnīcas vidē.
PIEZĪME. U_T ir maiņstrāvas barošanas sprieguma vērtība pirms testu veikšanas.			

Ražotāja norādījumi un deklarācija — elektromagnētiskās noturība

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Šīs ierīces lietotājam jāpārliecinās, ka tā tiek izmantota šādā vidē.

Noturības tests	IEC60601 Testa līmenis	Savietojamība	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
RF vadītspēja IEC61000-4-6	3 Vrms, no 150 kHz līdz 80 MHz ārpus ISM joslas ^a	3Vrms	Pārnēsājamās un mobilās RF ierīces nedrīkst izmantot tuvāk jebkādai ierīces daļai, tostarp kabeļiem, par ieteicamo attālumu, kas aprēķināts pēc vienādojuma, kurš atbilst raidītāja frekvencei. Ieteicamais attālums: $d = \left[\frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P}$ no 150 kHz līdz 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P}$ no 80 MHz līdz 800 MHz $d = \left[\frac{2}{20} \right] \sqrt{P}$ no 800 MHz līdz 2,5 GHz kur P ir ir raidītāja maksimālā nominālā jauda vatos (W), ko nosaka raidītāja ražotājs, un d ir ieteicamais attālums metros (m) ^b . Lauka stiprumam no stacionāriem RF raidītājiem, ko nosaka elektromagnētiskais lauks vietā ^c , ir jābūt mazākam par atbilstības līmeni katrā svārstību frekvencē ^d . Traucējumi var rasties to ierīču tuvumā, kas apzīmētas ar šādu simbolu:
RF starojums IEC61000-4-3	3 V/m, no 80 MHz līdz 2,5 GHz	3 V/m	

SIMBOLU SKAIDROJUMS

	Ražotājs
	CE marķējums
	Atsauces numurs
	Ražošanas datums
	Skatīt lietošanas instrukcijā.
	Brīdinājums
	Sērijas numurs
	Augšpuse, neapgriezt
	Uzglabāt sausā vietā.
	Trausls, rīkoties uzmanīgi.
	BF tipa daļas
	II aizsardzības klases ierīce
IP21	Aizsardzība pret 12,5 mm un lielākiem cietiem objektiem. Aizsardzība pret vertikāli krītošiem ūdens pilieniem

	Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu (WEEE) un Polijas likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Šis marķējums norāda, ka, pēc šīs ierīces lietošanas laika beigām tā ir jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes iekārtā.
	Nepārgriezt.
	Otrreizējā pārstrāde



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polija
tālr.: +48 22 594 03 00, fakss: +48 22 594 03 07
e-pasts: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.2
Izdots: 02.2021.

GARANTIJAS KARTE PNEIMATISKAIS MATRACIS BIOFLOTE™ 4000

Modelis:	Sērijas numurs:	Pārdošanas datums:	Pārdevēja paraksts un zīmogs:

GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Ražotājs apliecina klientam, ka pārdošanas priekšmets, kuram izsniegta šī garantijas karte, ir pilnīgi jauns un kvalitatīvs.
2. Uz matraci un pneimatisku sūkni attiecas 24 mēnešu garantija, sākot no garantijas kartē norādītā pārdošanas datuma.
3. Sūdzības izskatīšanas pamats ir tīra, pilnīga izstrādājuma piegāde ar pareizi aizpildītu garantijas karti un pirkumu apliecināšanu dokumentu (čeku, PVN rēķinu). Dokumentu trūkuma vai piesārņota izstrādājuma piegādes gadījumā sūdzības izskatīšana tiek apturēta vai noraidīta.
4. Sūdzības tiek izskatītas nekavējoties, pēc iespējas īsākā laikā, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preču piegādes servisa centram. Ja remontam nepieciešamās detaļas tiek importētas no ārvalstīm, šo laiku var pagarināt, par ko tiek informēts sūdzības iesniedzējs.
5. Iespējamus iekārtas defektus novērsīs uzņēmums **REHA FUND Sp. z o.o.** vai tā autorizētie servisa speciālisti, ja vien matracis un sūknis tika lietoti saskaņā ar to paredzēto pielietojumu un lietošanas instrukcijas norādījumiem.
6. Servisa centram ir tiesības atteikties veikt garantijas remontu, ja garantijas karte ir nesalasāma vai tajā ir izmainīti vai laboti jebkādi dati.
7. Garantija neattiecas uz:
 - darbībām, kas saistītas ar izstrādājuma tehnisko apkopi, tīrīšanu, lietošanu, uzglabāšanu un regulēšanu, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā;
 - elementiem, kas nodilst parastas lietošanas laikā;
 - mehāniskiem un termiskiem bojājumiem, piemēram, skrāpējumiem, pārgriezumiem u.tml.;
 - bojājumiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas neatbilstoši lietošanas instrukcijai, nolaidības, neatļauta remonta, modifikāciju, konstrukcijas izmaiņu un nelaimes gadījumu dēļ.

8. Pirms iekārtas nodošanas autorizētajā servisa centrā tā ir jāiztīra saskaņā ar lietošanas instrukciju, lai tā būtu piemērota servisa apskates veikšanai.
9. Remontu un rezerves daļu nomaiņu drīkst veikt tikai uzņēmuma *Reha Fund Sp. z o.o.* autorizētā servisa centra speciālisti.
10. Nepamatotas sūdzības gadījumā (izstrādājums ir darba kārtībā) vai ja bojājumi ir radušies lietotāja vainas dēļ, visas izmaksas, kas saistītas ar sūdzības izskatīšanu (piemēram, sūtišanas izmaksas), sedz sūdzības iesniedzējs.
11. Veicot jebkādu remontu vai modifikācijas, nepaziņojot par tiem pilnvarotajam servisa centram, nekavējoties tiek zaudētas garantijas tiesības.
12. Garantija ir derīga Latvijas Republika teritorijā.
13. Garantija pārdotajai precei neizslēdz, neierobežo un neaptur klienta tiesības, kas saistītas ar preces neatbilstību līguma noteikumiem.

SERVISA REMONTA DARBU SARAKSTS (aizpilda servisa centrs)

N. p. k.	Iesniegšanas datums	Pasūtījuma Nr.	Defekta apraksts/remonta apjoms	Remonta veikšanas datums	Servisa centra zīmogs un paraksts
1.					

PIEZĪMES

